Q: Qu'est-ce qu'un soluté ?	Q: Quelle est la nature du soluté sucre ?	Q: Qu'est-ce qu'un soluté ionique ?	Q: Comment définit-on la concentration en masse ?
Q: Quelle est l'unité de la concentration en masse ?	Q: Quelle est la définition de la concentration en quantité de matière ?	Q: Quelle est l'unité de la concentration en quantité de matière ?	Q: Quel est le lien entre concentration en masse et concentration en quantité de matière ?
Q: Quelle est l'équation de dissolution du chlorure de fer (III) ?	Q: Quelle est l'équation de dissolution du chlorure de sodium ?	Q: À quoi sert une dilution ?	Q: Comment effectue-t-on une dilution ?
Q: Qu'est-ce que la solution mère ?	Q: Qu'est-ce que la solution fille ?	Q: Quel est le matériel utilisé lors d'une dilution ?	Q: Comment définir le facteur de dilution à partir des concentrations ?

Cm = m_solution / V_solution.	C'est un soluté composé d'ions, par exemple le sel (NaCl).	C'est un soluté moléculaire.	C'est une espèce chimique que l'on dissout dans une solution.
c = Cm / M, où M est la masse molaire du soluté.	En moles par litre (mol/L).	c = n_solution / V_solution.	En grammes par litre (g/L).
En ajoutant du solvant.	À diminuer la concentration d'une solution.	NaCl (s) -> Na+ (aq) + Cl- (aq).	FeCl3 (s) -> Fe3+ (aq) + 3 Cl- (aq).
F = C_mere / C_fille.	Une pipette jaugee, un becher de prelevement, une fiole	C'est la solution obtenue après dilution.	C'est la solution avant dilution.

jaugee.

Q: Comment définir le facteur de dilution à partir des volumes ?	Q: Le facteur de dilution est toujours supérieur à quelle valeur ?	Q: À l'aide de quel appareil mesure-t-on l'absorbance ?	Q: Comment choisit-on la longueur d'onde pour un spectrophotomètre ?
Q: Quelle relation lie I'absorbance d'une solution et sa concentration ?	Q: Comment appelle-t-on la droite qui relie l'absorbance à la concentration d'une solution ?	Q: À quoi sert un dosage par étalonnage ?	

On choisit la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorbance.	Avec un spectrophotometre.	II est toujours supérieur à 1.	F = V_fille / V_mere.
	À déterminer la concentration d'une solution inconnue par comparaison avec des solutions etalons (connues).	La courbe d'etalonnage.	Il y a proportionalite : une droite passant par l'origine.